

持続グルコース測定器ご使用中の皆様へ

持続グルコース測定器 (CGM/FGM)

ミニメド620G/640G/770G
トランスミッター ガーディアンコネク
日本メドトロニック株式会社



Dexcom G4 PLATINUM システム
Dexcom G6 CGM システム
テルモ株式会社



FreeStyle リブレセンサー
FreeStyle リブレ Pro センサー
アボットジャパン(株)



掲載元：日本糖尿病協会 糖尿病医薬品・医療機器等適正化委員会 検査時のCGM・FGM・CSIIの取扱

胸部X線、胃部X線、マンモグラフィ、CT、MRI、体脂肪測定
を受ける場合には**機器の取り外しが必要**となります。

※放射線（電磁波）の影響で機器の誤作動や故障を起こす可能性があるためです。

- ・ 持続グルコース測定器をご使用中の方はスタッフにお申し出ください。
- ・ 検査のために機器を外して良いか事前に主治医に確認し、その指示に従ってください。
- ・ 健診等の受診時期につきましては、機器の交換時期とあわせてご受診いただくことをお勧めします。
- ・ 当会スタッフによる機器の脱着は行っておりません。
- ・ 何かご不明な点がございましたら医療相談室までお問い合わせください。

(TEL : 03-3816-5775 受付時間：月～金 8時半～17時)

インスリンポンプご使用中の皆様へ

インスリンポンプ

① ミニメド620G/640G/770G
インスリンポンプ
日本メドトロニック株式会社



② パラダイムインスリンポンプ
712/722
日本メドトロニック株式会社



③ メディセーフウィズ
テルモ株式会社



④ TOP-8200
株式会社トッパ



取り外しが必要なもの

製品名	装着・携帯しているもの	X線	CT	MRI
①ミニメド620G/640G/770Gインスリンポンプ	注入セット	必要なし	必要なし	必要なし
②パラダイムインスリンポンプ712/722	ポンプ本体	必要	必要	必要
③メディセーフウィズ	注入セット（パッチ）	必要	必要	必要
	ポンプ	必要	必要	必要
④TOP-8200	注入セット	必要なし	必要なし	必要
	ポンプ本体	必要	必要	必要

掲載元：日本糖尿病協会 糖尿病医薬品・医療機器等適正化委員会 検査時のCGM・FGM・CSIIの取扱

胸部X線、胃部X線、マンモグラフィ、CT、MRI、体脂肪測定
を受ける場合には**機器の取り外しが必要**となります。

※放射線（電磁波）の影響で機器の誤作動や故障を起こす可能性があるためです。

インスリンポンプの注入セットの部分は製品によっては外す必要がない場合
もありますので、事前に主治医にご確認ください。

- ・インスリンポンプをご使用中の方はスタッフにお申し出ください。
- ・検査のために機器を外して良いか事前に主治医に確認し、その指示に従ってください。
- ・当会スタッフによる機器の脱着は行っておりません。
- ・何かご不明な点がございましたら医療相談室までお問い合わせください。
(TEL：03-3816-5775 受付時間：月～金 8時半～17時)